Lista wszystkich odczynników

Okno składa się z nagłówka z nazwą i logo, Imieniem i Nazwiskiem zalogowanego Laboranta, klawiszem powrotu do strony głównej Panelu Laboranta "←" i klawiszem wylogowania "**Wyloguj**"




Tabela ma następujące kolumny:
Nr - numer magazynowy odczynnika;
Odczynnik - nazwa odczynnika;
Producent - producent odczynnika;
Nr serii - nr serii odczynnika na certyfikacie i opakowaniu producenta;
Nr zam. - numer zamówienia zewnętrznego, na podstawie którego zakupiono odczynnik;
Data dost. - data dostawy odczynnika;
Stan - łączna ilość opakowań danego odczynnika;
Opak. - wielkość opakowania odczynnika;
Data ważn. - data ważności odczynnika do użycia.

Czerwona czcionka świadczy o przekroczeniu daty ważności odczynnika.
Czerwone tło świadczy o przekroczeniu daty ważności odczynnika o ponad 5 lat.

Pozycje na liście można sortować rosnąco lub malejąco poprzez klikanie trójkącików przy nazwach kolumn.

Ostatnia kolumna zawiera pliki do ściągnięcia z certyfikatem dla odczynnika



i jego kartą charakterystyki



Kolor turkusowy ikonki świadczy o obecności, a kolor szary o braku tego dokumentu w bazie danych.

Kliknięcie ikony drukarki powoduje wygenerowanie pliku pdf w formie poziomej kartki A4 z listą wszystkich odczynników znajdujących się aktualnie w magazynie

