
Lista odczynników pobranych przez Laboranta

Okno składa się z nagłówka z nazwą i logo, Imieniem i Nazwiskiem zalogowanego Laboranta, klawiszem powrotu do strony głównej Panelu Laboranta "←" i klawiszem wylogowania "**Wyloguj**"



Kliknięcie ikony drukarki powoduje wygenerowanie pliku pdf w formie poziomej kartki A4 z listą odczynników dotychczas pobranych przez Laboranta



Tabela ma następujące kolumny:
Data pobr. - data pobrania odczynnika z magazynu;
Nr - numer magazynowy odczynnika;
Odczynniki - nazwy pobranych odczynników;
Producent - producent odczynnika;
Nr serii - nr serii odczynnika na certyfikacie i opakowaniu producenta;
Nr zam. - numer zamówienia zewnętrznego, na podstawie którego zakupiono odczynnik;
Data zam. - data zamówienia na odczynnik;
Pobr. il. - pobrana ilość opakowań odczynnika;
Opak. - wielkość opakowania odczynnika;
Data ważn. - data ważności odczynnika do użycia.

Pozycje na liście można sortować rosnąco lub malejąco poprzez klikanie trójkącików przy nazwach kolumn.

Ostatnia kolumna zawiera pliki do ściągnięcia z certyfikatem dla odczynnika



i jego kartą charakterystyki



Kolor turkusowy ikonki świadczy o obecności, a kolor szary o braku tego dokumentu w bazie danych.