Panel Laboranta

GŁÓWNE OKNO PANELU LABORANTA

Po zalogowaniu się do systemu Chembox, pojawia się główne okno Panelu Laboranta. W nagłówku, oprócz nazwy i loga, znajduje się Imię i Nazwisko zalogowanego Laboranta, klawisz do wylogowania "**Wyloguj**" oraz grupa klawiszy do wykonywania różnych operacji:

klawisze niebieskie
są tylko informacyjne:

"**Szukanie odczynników**" sprawdzanie, czy dany odczynnik znajduje się obecnie w magazynie, ile go jest, czy nie wygasła jego data ważności, jaki ma numer magazynowy itp.;
"**Wszystkie odczynniki**" lista wszystkich dostępnych i wyczerpanych odczynników w magazynie, łącznie z ich szczegółowymi danymi;
"**Moje odczynniki**" lista tylko tych odczynników, które zostały dotychczas pobrane przez zalogowanego Laboranta;
"**Moje zamówienia wewn.**" lista zamówień wewnętrznych utworzonych dotychczas przez Laboranta.

klawisze zielone
służą do wykonywania pewnych zadań:

"**Zamówienie wewn.**" konstruowanie zamówień wewnętrznych na odczynniki, wzorce, CRMy, materiały i drobny sprzęt lab. i inne;
"**Pobieranie odczynników**" cyfrowe pobieranie odczynników z magazynu

