

Jak pobrać odczynniki w Chembox?

Okno składa się z nagłówka z nazwą i logo, Imieniem i Nazwiskiem zalogowanego Laboranta, klawiszem powrotu do strony głównej Panelu Laboranta "←" i klawiszem wylogowania "**Wyloguj**"



Poniżej znajduje się tabela do wypełnienia przez Laboranta w tej kolejności:




1. **Odczynnik** z rozwijanej listy należy wybrać nazwę żądanego odczynnika;

2. **Nr odcz.** z rozwijanej listy należy wybrać numer magazynowy żądanego odczynnika;

3. W okienku **Producent** automatycznie pojawi się nazwa producenta wybranego odczynnika;

4. **Ilość** należy wybrać ilość opakowań żądanego odczynnika;

5. W okienku **Opak.** automatycznie pojawi się jednostkowa wielkość opakowania wybranego odczynnika;



Dodatkowo można pobrać pliki z certyfikatem dla odczynnika



i jego kartą charakterystyki



Kolor turkusowy ikonki świadczy o obecności, a kolor szary o braku tego dokumentu w bazie danych.

6. Aby pobrać kolejne odczynniki, należy nacisnąć klawisz "**Jeszcze coś**" i w rozwiniętym oknie powtórzyć kroki **1-5**;

7. Aby zakończyć wybieranie odczynników, należy nacisnąć klawisz "**Już dosyć**" i pojawi się okno podsumowania;

8. Naciśnięciem klawisza "**Zatwierdź pobranie**" należy zakończyć proces.

Kliknięcie ikony drukarki powoduje wygenerowanie pliku pdf w formie kartki A4 z listą aktualnie pobieranych odczynników z magazynu

